

ICLS救急時計 導入ガイド（ブラウザ版）

ICLS救急時計 ブラウザ版 v1.1-html（2026-10-08 版）

端末に救急時計を置いて、使える状態にするまでの手順です。インストーラーは使いません。ファイルを置いて、アイコンを作るだけです。所要は5分ほどです。

使うブラウザは **Microsoft Edge** です。Pythonも、プログラムのインストールも要りません。外部とは通信しません（ネットワークに繋がってなくても動きます）。

手に入れる（どれも同じ中身です）

経路	入手するもの
共有フォルダ	配布セット（ZIP）。ショートカットを作る道具つき
メール	配布セット（メール用ZIP）。メールで止められやすい .bat などを含みません
USBメモリなど	上のZIP。または 救急時計.html だけ（すでに配布セットを入れている端末の更新用）
配布ページ（QR）	https://yuuna707-debug.github.io/kyukyu-tokei/download/ からダウンロード

手順（最初の1回だけ）

① ZIPを許可してから展開する

ZIPを右クリック → 「プロパティ」 → 下のほうの「許可する」にチェック → 「OK」。そのあとで展開します。（先に展開すると、ファイルを開くときに警告が出ることがあります）

② 決まった場所にフォルダごとコピーする

展開してできたフォルダ（救急時計_HTML版）を、**C:\ICLS** などにコピーします。

- 英数字だけの短い名前の場所にします
- ネットワーク上の共有フォルダや、OneDriveの中は避けます
- コピーしたあと、フォルダを動かさないでください。動かしたときは、③をやり直します

③ デスクトップにアイコンを作る

フォルダ内の「ショートカットを作る.bat」をダブルクリックします。デスクトップに「ICLS救急時計」のアイコンができます。

.bat が動かないとき（制限されている端末）は、手でショートカットを作ります。

- デスクトップで右クリック → 「新規作成」 → 「ショートカット」
- 「項目の場所」に、次を貼り付けます（**C:\ICLS** に置いた場合）

```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --app=file:///C:/ICLS/救急時計.html
```

- 名前を「ICLS救急時計」にして、完了します

それも使えないときは、Edgeを開いて、**救急時計.html** を画面にドラッグしても使えます。

④ 開いて、確かめる

アイコンをダブルクリックします。アドレスバーのない専用の窓で開きます。

- 開いたら、画面のどこかを一度クリックします。音声が鳴るようになります
- 画面の左下に「v1.1-html」と出ています。上に「練習用です...」の帯が出ていたら、練習用を配ってしまっています（本番用ではありません）
- 正しいファイルかどうかは、PowerShellで次を実行し、配布ページ（または はじめにお読みください.txt ）のSHA256と照らします

更新するとき

新しい 救急時計.html が配られたら、**同じ場所のファイルを上書き**するだけです。ショートカットの作り直しは要りません。記録はEdgeの中にあるので、ファイルを差し替えても残ります。

外すとき

アイコンと、C:\ICLS\ のフォルダを削除します。記録は、Edgeの中に残っています。患者さんの情報が入っているので、先に「**症例の管理**」で「**すべて削除**」してください。

使いはじめる前に知っておくこと

- 記録は、**その端末のEdgeの中**に保存されます。別の端末や、別のブラウザ（Chromeなど）からは見えません
- 保存期間は7日です。過ぎた記録は、次に開いたときに自動で消えます
- プライベートウィンドウ（InPrivate）では使いません。閉じると記録が消えます
- 共用の端末では、使い終わった症例を「症例の管理」から削除します
- 使いかたは「簡易マニュアル_ブラウザ版.pdf」を、設定を変えるときは「設定ガイド_ブラウザ版.pdf」を見ます

電子カルテ端末に初めて入れたとき

端末ごとにEdgeの設定やセキュリティソフトが違うため、**初めて入れた端末では、実機確認を行います**（「実機確認チェックシート」）。特に「Edgeを閉じて、端末を再起動しても、記録が残るか」が通らなければ、そのまま使ってはいけません。

※ 表示される用量とタイミングは目安です。臨床判断は、必ず医師が行います。※ 記録の正本は診療録です。